



play
alive®

FÅ FØLELSEN AF EN RIGTIG KAMP OG MÅL DIT FITNESS NIVEAU
MED DEN ANERKENDTE BIP TEST METODE

PlayAlive Scoreboard & Bip Test

PLAYALIVES SCOREBOARD GIVER BRUGERNE FORNEMMELSEN AF EN RIGTIG KAMP.

SKABER EN MEDRIVENDE ATMOSFÆRE

Med PlayAlives Scoreboard er det muligt at holde styr på antal scoret mål og spilletid som kan indstilles til 5, 10 eller 15 minutter. Dette er med til at give fornemmelsen af en rigtig kamp, og samtidig gør det nemt at bevare overblikket i de hektiske kampe.

INTUITIVT OG BRUGERVENLIGT SYSTEM

Til Scoreboardet medfølger tre sensorenheder som guider rundt i dens forskellige funktioner på en enkel og intuitiv måde. Dette sker ved hjælp af farver og lyd.

EFTERMONTERING OG OPDATERING

Scoreboardet kan nemt eftermonteres på en lang række multibaner, hvilket også gør den til et oplagt valg, når der skal pustes nyt liv i gamle multibaner. Scoreboardet kan også løbende opdateres med nye spil og funktioner. Kontakt PlayAlive for at høre nærmere om mulighederne.



BIP TEST — MÅL DIT FITNESS NIVEAU

Ved hjælp af auditiv, visuel og sensorisk feedback fra Scoreboardet og de tre sensorer er det altid nemt at bevare overblikket ved udførelse af Bip Testen. Udover måling af fitness niveau kan Bip Testen også med fordel bruges som en effektiv form for kardio træning. Flere udøvere kan være igang på samme tid når Bip Test funktionen anvendes.

SPECIFIKATIONER

- Tre sensor enheder er positioneret forskellige steder på multibanen. En enhed styrer LED skærmen. De to resterende bruges i forbindelse med løb og målstyring.
- LED skærmen er modstandsdygtig overfor slag og vandalisme. Derudover har skærmen et antirefleksivt display, der gør den tydeligere i solskinsvej
- Kontrolboks indeholdende: PlayAlive kontrol system, PSU (230 V AC / 24 V DC) og LED driver.

